

Pro Grid

FILTRER

Finesse et performance

- **Finesse de filtration extrême pour une clarté d'eau incomparable (2 à 5 microns)**
- **Limite l'utilisation de produits d'entretien**
- Cuve injectée en polymère renforcé par des fibres de verre pour une **grande robustesse et longévité**



Ce collier élimine les risques de mauvais alignement lors du remontage du filtre.




Vannes 6 voies vendues séparément. SP0715XR50E



Bac de récupération de diatomée. C09002SEP

- 1 Purgeur manuel permettant de chasser facilement l'air emprisonné.
- 2 Cuve de filtre très résistante, injectée en polymère renforcé fibres de verre, garantie anti-corrosion.
- 3 Grille d'éléments conçue pour une filtration du bas vers le haut et un contre-lavage dans l'autre sens.
- 4 De par sa conception, ce collier élimine les risques de mauvais alignement lors du remontage du filtre. En outre toujours pour faciliter la maintenance, le système n'est composé que d'une vis et d'un écrou : fini les multiples pièces à manipuler !
- 5 Vidange intégrée 1''½ complète offrant un nettoyage total et rapide pour une vidange simplifiée du filtre.



PRO GRID

Débit	Diatomée	E/S	Surface filtrante	Poids Vide	Dimensions				Réf.
					A	B	C	D	
11 m³/h	1,3 kg	1''½	2,20 m²	25 kg	810 mm	838 mm	381 mm	660 mm	DE2420EURO
16 m³/h	2 kg	1''½	3,30 m²	30 kg	870 mm	838 mm	381 mm	660 mm	DE3620EURO
22 m³/h	2,7 kg	2"	4,45 m²	34 kg	1020 mm	838 mm	381 mm	660 mm	DE4820EURO
27 m³/h	3,4 kg	2"	5,60 m²	37 kg	1070 mm	838 mm	381 mm	660 mm	DE6020EURO
30 m³/h	4 kg	2"	6,60 m²	43 kg	1320 mm	838 mm	381 mm	660 mm	DE7220EURO

Important : les algicides à base d'ammonium quaternaire, le PHMB et les floculants sont incompatibles avec les filtres à diatomées.
Recommandation fabricant recharge contre-lavage : charge maxi -30 % environ. Hayward® vous conseille un nettoyage complet du filtre tous les ans en fin de saison.

VANNES POUR FILTRES À DIATOMÉES

Vannes pour modèle Pro Grid™	E/S	Nombre de voies	Réf.
DE2420 - DE3620	1''½	6	SP0710XR50E
DE4820 - DE6020 - DE7220	2"	6	SP0715XR50E
Bac de séparation de diatomées			SC9002SEP

Filtres et vannes sont vendus séparément.